

TECHNICAL DATA SHEET

Description

Referenz: 44752

Maße (Ziel):

Handfläche Breite Länge

Extraklein (XS) 75 mm > 240 mm

Klein (S) 85 mm > 240 mm

Medium (M) 95 mm > 240 mm

Groß (L) 106 mm > 240 mm

Extragroß (XL) 116 mm > 240 mm

Eigenschaften (Ziel):

Mittlere Bruchkraft vor der Alterung: 6,0 N

Mittlere Bruchkraft nach der Alterung: 6,0 N

Restpuder: max 2,0 mg/Handschuh

Dicke des Mittelfingers: 0,07 mm

Dicke der Handfläche: 0,05 mm

Manschettenstärke: 0,04 mm



Indikation

Schutz des Patienten und Benutzers vor Kreuzkontamination.

Gegenindikation

Keine besondere.

Hauptmaterialien

Grundmaterial: Nitril-Butadien.

Beschleuniger.

Nicht absichtlich mit einem der folgenden Stoffe hergestellt oder behandelt:

Bisphenol A, Kolophonium, Naturkautschuklatex, bromierte Flammenschutzmittel, Phthalate (DBP, BBP, DEHP, DMEP, DNOP, DPP, DIPP, DIDP, DINP).

Sterilisation

Produkte sind nicht steril.

Haltbarkeitsdauer

3 Jahre, ab Herstellungsdatum.

Verpackung

Größen XS bis L:

Versandkarton mit 2000 Stück.

10 Spenderboxen mit je 200 Einheiten in einem Versandkarton.

Größe XL:

Versandkarton mit 1700 Einheiten.

10 Spenderboxen mit je 170 Einheiten in einem Versandkarton.

Barcodierung: GS1-128 Symbologie, linear, auf Versandkarton und Spenderbox.

Herstellung

Produkte in Malaysia hergestellt.

Das Qualitätssicherungssystem der Produktionsstätte entspricht der ISO 13485-Norm.

Rechtliche Informationen

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745. Produktklasse: I.

Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen gemäß EU-Richtlinie 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen. Produktklasse: PSA-Kategorie III

Entspricht EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4; EN 21420 ; EN 374-1 Typ C; EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, ISO 16604. Zugelassen für Lebensmittelkontakt gemäß Verordnung 1935/2004 und 10/2011. AQL-Wert 1,5 für Lochfreiheit gemäß EN 455-1.

Lagerung

Trocken und kühl lagern und von starken Wärmequellen und Dieses Dokument wurde unter Verwendung der neuesten Informationen erstellt. Im Interesse einer kontinuierlichen Verbesserung können sich die Eigenschaften des Produkts ohne vorherige Ankündigung ändern. Bewahren Sie so viel wie möglich in der Versandverpackung auf.